



FICHA TECNICA

Protector facial transparente

Protector facial panorámico de 180 grados, transparente y de alta barrera. Evita el contacto directo de manos hacia el rostro y además impide el paso de fluidos salibales a las mucosas de ojos, boca y nariz.

El protector facial está construido de material plástico resistente, de fácil uso, cómodo y de ajuste regulable mediante ratchet.



En general se recomienda su uso en ambientes con riesgo de contaminación, polvo y/o partículas donde el usuario deba mantener una condición de protección directa y parabólica. Se sugiere uso con tapabocas o mascarilla N95.

En ambientes hospitalarios, se debe utilizar donde exista potencial de exposición a la infección, especialmente médicos, enfermeras(os), personal de apoyo y seguridad, personas que transiten por la institución con alimentos, personal de cocina, asistencial, servicios generales, mantenimiento, atención a pacientes aislados e incluso pacientes.

En ambientes laborales debe utilizarse en todos los casos donde el personal esté expuesto a partículas nocivas en el ambiente y/o contacto con personal, el protector facial debe considerarse como un producto de defensa vital para la protección respiratoria.

Su cuerpo principal y cinta frontal están elaborados en tereftalato de polietileno (PET) transparente y resistente a las ralladuras.



www.amcecuador.com